

СЗ ГБОУЗ «МУЗ ДГП №1»
ТМ УМИНИКНИОН
ВУМЭКОЛО ВУМЭЛОУ
Е.В.У.

ДЕБКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛІКЛІНІКА №1
Краснодар ул. Тургенева, 23

Генеральному директору
ОАО «Уральский
приборостроительный завод»
Годлевскому В.У.

Отзыв о клиническом применении аппарата УЗ диагностики «Унисон-2-03»

Аппарат ультразвуковой диагностики «Унисон-2-03» представлен ОАО «УПЗ» в МУЗ ДГП №1 г. Краснодар для исследования клинко-диагностических, функциональных качеств.

Ультразвуковая система предназначена для эксплуатации в мед. учреждениях и имеет все необходимые современные режимы визуализации, которые соответствуют всем стандартам: В, М, непрерывно - волновой, импульсно - волновой, энергетический Доплер, их комбинации.

Период с 8.11.08 на аппарате было обследовано 1323 пациента, из них: 909 гинекологических, 6 исследований молочных желез, 308 исследований скелетно - мышечной системы (т/бедренных суставов)

При освоении персоналом аппарата было отмечено удобство в использовании: это хорошая визуализация в В - режиме и режимах Доплера, его портативная конфигурация, все меню представлено в русском исполнении перевода, наличие пакетов специальных расчетов и архивирование данных при исследовании. Имеется 2 порта для датчика, что облегчает работу врача при переходе от одного обследования к другому.

На основании этих характеристик аппарат был бы удобен в использовании для эксплуатации в современных ЛПУ по всем своим показателям.

При работе на аппарате за все время эксплуатации сбоев не было.

Рекомендации производителю:

1. При отсутствии тележки под аппарат необходимо оснастить его ячейками для расположения датчиков;
2. Хотелось бы, чтобы покрытие экрана имело антибликовый эффект;
3. Дать более подробную информацию пользователю об измерительных функциях.

В заключении хотелось бы оценить аппарат как современный универсальный прибор с эксплуатацией на всех уровнях лечебной деятельности.

Врач УЗД МУЗ ДГП №1
19.06.08

Л.А. Бухтиярова