

ООО «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 41»

620043, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.НАЧДИВА ВАСИЛЬЕВА, 25, ТЕЛ. 234-41-49, ФАКС 234-33-17

ИНН 6658119020 КПП 665801001 ОГРН 1026602310943 Р/С 40702810500261001865
ФИЛИАЛ АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) Г.ЕКАТЕРИНБУРГ К/С 30101810800000000945 ЕРКЦ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГА БИК 046568945 ОКПО 55166756 ОКВЭД 85.11.1

Генеральному директору
ОАО «Уральский
приборостроительный завод»
Годлевскому В.У.

Отзыв о клиническом применении аппарата УЗ диагностики «Унисон-2-03»

Аппарат ультразвуковой диагностики «Унисон-2-03» предоставлен ОАО «УПЗ» в ООО ГБ №41, г. Екатеринбург для исследования клиничко-диагностических, функциональных качеств.

Аппарат имеет необходимые современные режимы визуализации: В, М, непрерывно-волновой, импульсно-волновой, энергетический Доплер, их комбинации, а также режим второй (тканевой) гармоники, функцию цветного доплеровского картирования. В период с 1 октября 2007 года на аппарате было обследовано 200 пациентов, из них: 35 ЭХО-кардиографических исследований, 85 абдоминальных, 45 сосудистых и 40 исследований щитовидной и молочной железы, 15 гинекологических.


Аппарат быстро освоен персоналом благодаря русифицированному меню, простому пользовательскому интерфейсу, наличию двух портов для датчиков. «Унисон» показал хорошую визуализацию в В-режиме, режимах Доплера. Вместе с такими возможностями, как полиэкранность, автотрассировка, высокоплотные, многочастотные датчики, разнообразные способы архивации и обработки данных, аппарат представляется оптимальным для современных ЛПУ по функциональным, качественным и ценовым показателям.

За время апробационной эксплуатации сбоев в работе аппарата не было.

Рекомендации производителю: подробнее описать в инструкции пользователя измерительные функции.

В целом, прибор оценен нами как современный универсальный аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса с возможностями использования, как в стационарном, так и в переносном вариантах.

Заведующий отделением диагностическим отделением
Доцент кафедры рентгенологии УГМА



Р.Е.Денисов

06.11.2007г.